

Sistema di sollevamento per soluzioni infusionali

Codice Articolo	I-U02237
N°. Repertorio	209810
Codice CND	V0880

Caratteristiche

Sistema di sollevamento ad altezza variabile per soluzioni infusionali; motore elettrico assistito da batterie ricaricabili, comandi a pedale.

Impiego

Dispositivo destinato esclusivamente al sollevamento di sacche e contenitori di liquidi per infusione medicale.

Target

Reparti di degenza, lungodegenza, ambulatori e sale operatorie.

Avvertenze

La mancata osservanza delle indicazioni citate nel manuale d'uso può causare un uso improprio del prodotto.

Stoccaggio

Proteggere dall'umidità e dall'esposizione diretta ai raggi solari.



Caratteristiche Tecniche

Materiale impiegato	- Piastra di base: acciaio inox, zincato e con finitura di colore bianco - Supporto infusioni: con 3 ganci di sicurezza, in acciaio inox (A) - Tubo centrale: acciaio inox diam. 38 mm - Tubo interno: acciaio inox diam. 25 mm - Maniglione di spinta: acciaio inox diam. 25 mm (B)
Portata	Max 10 kg cad. gancio per complessivi 30 kg (A)
Regolazione altezza	Da minimo 150 cm a max 265 cm
Movimentazione	Motore elettrico con alimentazione a batteria ricaricabile (D)
Comandi attivazione	Pedale per comando movimenti alto / basso (F)
Alimentazione:	- Input voltage (battery charger): AC 100/240 volt – 50/60 Hz - Batterie: DC 24 volt 1 x 2,9 A
Classe di protezione e sicurezza - Norma	II – IP 20 – EN 60601-1
Dimensioni ed ingombro	- Piastra base e vassoio (C): appr. 55 x 55 cm - Ruote: antistatiche, diam. 75 mm, con freno (E)
Pesi	- Peso netto complessivo 36,5 Kg - Portata 30 Kg
Confezionamento:	cartone con 1 pezzo pre-assemblato - garanzia 24 mesi

Modo d'Uso

- Inserire il cavo del caricabatterie (fissabile a muro) ad una presa di corrente e collegare la batteria al caricatore. Segnale acustico per batteria scarica.
- Con il piede premere il comando a pedale alto / basso per raggiunge l'altezza desiderata.
- Verificare sempre lo spazio in fase di movimentazione, in modo che il dispositivo non entri in contatto con altre apparecchiature.
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi soggetti a rischi esplosione.
- Tenere il manuale d'uso sempre disponibile per la consultazione.



Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza.
Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Corso Vittime del Lavoro 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti
ST_Torre_infusionale_Edizione _r1_2020