

KIT PER L'IGIENE ORALE

Una nuova e più sicura procedura per l'igiene orale che facilita l'approccio al protocollo per la cura della salute orale.


I tamponi e gli spazzolini disponibili nel nostro kit sono composti da un lungo manico in plastica al fine di prevenire la possibilità di contaminazione da contatto. Il terminale in spugna ha forma curva ed è quindi adatto a rimuovere facilmente i residui adesi ai denti, aiutando così a prevenire la formazione di placca dentale e il rischio di insorgenza di polmonite associata a ventilazione (VAP).

I nostri kit sono pronti all'uso: nessuno spreco di tempo.



Istruzioni:

- Aprire la confezione con cautela tirando dal lembo con il seguente simbolo
- se presente HygiGel-5 applicarlo sul tampone o sullo spazzolino e pulire accuratamente i denti e le gengive;
- se presente HygiCol-C versare il collutorio nella vaschetta circolare dedicata, intingere il tampone e applicare;
- se presenti spazzolini o tamponi con canale di scarico, connetterli all'apposito strumento.



Il Kit è **personalizzabile** per venire incontro alle vostre necessità. Può contenere fino a 5 articoli:

- ✓ tamponi monouso, a sezione tonda, neutri o trattati con rinfrescante alla menta
- ✓ tamponi monouso, a sezione quadrata, neutri o trattati, con canale e valvola di scarico
- ✓ tampone e spazzolino a setole monouso, neutri o trattati, con canale e valvola di scarico
- ✓ collutorio igienizzante (bustina da 10 ml)
- ✓ gel igienizzante, emolliente e idratante con vitamina E (tubetto da 5 ml)



LATEX e DEHP FREE

CEE 93/42; Reg. CE 1223/2009

Copyright 2018 - Edizione DEA S.r.l. - CT_r0/kit_oralcare_ita/2018 - Riservati tutti i diritti
La DEA S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.
Pubblicazione tecnico scientifica riservata agli operatori del settore. Non diffusa al pubblico.

DEA s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
Corso Vittime del lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. 011-35.89.478 - Fax 011-35.89.479
www.deatorino.it email info@deatorino.it

DEA s.r.l.
Export Department

e-mail: export@deatorino.it