



Surgical scrub brush / sponge



CORE-SCRUB "D" (ref. CS-270-D)

(dispenser da 30 pz. - unità di vendita Box da 270 pezzi)

Spazzola / spugna, per pulizia mani con pulisci unghie, sterile
Surgical scrub brush / sponge with nail cleaner, sterile
Cepillo / esponja con limpiaúñas, estéril

*CORE-SCRUB "DRY" non contiene
detergenti o disinfettanti; può
essere impiegato per il lavaggio
antisettico delle mani utilizzando i
comuni prodotti presenti sul
mercato.*

CORE-SCRUB "P" (ref. CS-270-P)

(dispenser da 30 pz. - unità di vendita Box da 270 pezzi)

Spazzola / spugna per pulizia mani con pulisci unghie e con soluzione di Iodio Povidone - 7,5 g. in 100 ml. (PMC - Registrazione n° 19531 del Ministero della Salute)
Surgical scrub brush / sponge with nail cleaner and with solution of PVP Iodine - 7,5 g. in 100 ml.
Cepillo / esponja con limpiaúñas y con solución de PVP Yodada - 7,5 g. in 100 ml.

CORE-SCRUB "C" (ref. CS-270-C)

(dispenser da 30 pz. - unità di vendita Box da 270 pezzi)

Spazzola / spugna per pulizia mani con pulisci unghie e con soluzione di Gluconato di Clorexidina (20%) - 4 g. in 100 ml - (PMC - Registrazione n° 19575 del Ministero della Salute)
Surgical scrub brush/sponge with nail cleaner and with solution of Chlorhexidine Gluconate (20%) - 4 g. in 100 ml
Cepillo / esponja con limpiaúñas y con solución de Gluconato de Clorhexidina (20%) - 4 g. in 100 ml



Spazzolino flessibile monouso con setole nella spugna e con spazzetta liscia di 20 ml di soluzione detergente disinfettante.

CORE-SCRUB C

ISTRUZIONI PER L'USO: aprire la confezione direttamente sulle mani dell'utilizzatore; distribuire uniformemente la soluzione sulla cute; spazzolare per cinque minuti.

ATTIVITÀ: Gluconato di Clorexidina attivo contro germi gram positivi e gram negativi - Azione Battericida

VALIDITÀ: 24 mesi

INDICAZIONI: pulizia e disinfezione delle mani del personale sanitario addetto alle camere operatorie

CORE-SCRUB C Composizione per 100 g di soluzione: - Gluconato di Clorexidina (20%) 4 g (suo 0,8 g) - acqua deionizzata e conformata q.b. a 100 g

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: Registrazione n° 19575 del Ministero della Salute

Titolare dell'A.L.C.: COREMEC s.r.l. Via Caccatori, 74/76 - 10042 Nichelino (TO) Italy
tel. +39 011.35.89.481 fax +39 011.35.89.483


Officina di produzione: ALCA CHEMICAL s.r.l. str. Carpiolo, 10 - 10024 Moncalieri (TO) Italy

Confezionamento primario e secondario: DEA s.r.l. Via Caccatori, 74/76 - 10042 Nichelino (TO) Italy

CONFEZIONI: dispenser in cartone contenente 30 o 100 unità

AVVERTENZE:
Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli la confezione e/o l'etichetta

LOT:
MAN. DATE:
EXP. DATE:



CORE-SCRUB D

SPAZZOLA / SPUGNA A SECCO E STERILE
BRUSH / SPONGE DRY AND STERILE
فرشاة أسفنجية مغممة وجافة بدون مادة
BROSSE / ÉPONGE SÈCHE ET STERILE
CEPILLO/ESPONJA SECO Y ESTERIL
BORSTEL/SPONS DROEG EN STERIEL
SCHWAMBÜRSTE TROCKEN & STERIL
ESCOVA / ESPONJA SECA E ESTÉRIL
SZCZOTKA / GĄBKA SUCHA I STERYLNA
ЩЕТКА/ГУБКА БЕЗ ПРОПИТКИ, СТЕРИЛЬНА
ΒΟΥΡΤΙΣΣΑ ΞΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΡΩΜΕΝΗΣ

COREMEC s.r.l. Via Caccatori, 74/76 - 10042 Nichelino (TO) - Italy
www.coremec.it e-mail: coremec@coremec.it export@coremec.it

LOT:
MAN. DATE:
EXP. DATE:



Spazzolino flessibile monouso con setole nella spugna e con spazzetta liscia di 20 ml di soluzione detergente disinfettante.

CORE-SCRUB P

ISTRUZIONI PER L'USO: aprire la confezione direttamente sulle mani dell'utilizzatore; distribuire uniformemente la soluzione sulla cute; spazzolare per cinque minuti.

ATTIVITÀ: Povidone Iodio attivo contro germi gram positivi e gram negativi - Azione Battericida

VALIDITÀ: 24 mesi

INDICAZIONI: pulizia e disinfezione delle mani del personale sanitario addetto alle camere operatorie

CORE-SCRUB P Composizione per 100 g di soluzione: - Povidone Iodio 7,5 g - acqua deionizzata e conformata q.b. a 100 g

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO: Registrazione n° 19531 del Ministero della Salute

Informazioni di rischio: Irritante per gli occhi. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Evitare contatto della portata del bambino. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Conteggi di produzione: In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli la confezione e/o l'etichetta

Titolare dell'A.L.C.: COREMEC s.r.l. Via Caccatori, 74/76 - 10042 Nichelino (TO) Italy
tel. +39 011.35.89.481 fax +39 011.35.89.483

Officina di produzione: ALCA CHEMICAL s.r.l. str. Carpiolo, 10 - 10024 Moncalieri (TO) Italy

Confezionamento primario e secondario: SGA s.r.l. Via Caccatori, 74/76 - 10042 Nichelino (TO) Italy

CONFEZIONI: dispenser in cartone contenente 30 o 100 unità

AVVERTENZE:
Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di calore
Il prodotto contiene Polivinil pirrolidone iodato (Povidone Iodio)

LOT:
MAN. DATE:
EXP. DATE:

Copyright 2006 - Edizione COREMEC S.r.l. - CS11/r9/3L/2019 - Riservati tutti i diritti

