


## Attacco per arti con Velcro

### Impiego & Indicazioni

Sala Operatoria, Reparti di degenza, Rianimazione, Pronto Soccorso. Ausilio realizzato per limitare e controllare i movimenti del paziente in stato confusionale. Grazie ad una chiusura a Velcro la sua applicazione risulta facile e rapida.

Destinato esclusivamente al posizionamento degli arti superiori (polso) e inferiori (caviglia). Lavabile a 40° con acqua e saponi neutri.



2100	Attacco per arti con Velcro – adulto - standard	60 pz/box
2100TM	Attacco per arti con Velcro, <b>traspirante in TNT medicale</b> - adulto	60 pz/box
2150	Attacco per arti con Velcro – pediatrico	60 pz/box


2200	Attacco per arti rinforzato con anello - standard	60 pz/box
2200TM	Attacco per arti rinforzato con anello, <b>traspirante, in TNT medicale</b>	60 pz/box



## Attacco per arti con guanto

### Impiego & Indicazioni

Ausilio provvisto di appositi spazi per l'inserimento delle dita per limitarne il movimento. Lavabile a 40° C con acqua e saponi neutri.



2300	Attacco per arti con guanto di protezione	16 pz/box
------	---	-----------

## Proteggi gomito e tallone

### Impiego & Indicazioni

Ausilio realizzato per la prevenzione del decubito del gomito e del tallone. Lavabile a 40° C con acqua e saponi neutri.

4100	Proteggi gomito e tallone standard	36 pz/box
4100 DC	Proteggi gomito e tallone doppia chiusura	36 pz/box



4200	Protezione anti - trauma	20 pz/box
------	--------------------------	-----------

**LATEX FREE**

*Dispositivo Medico in Classe I*

Copyright 2003 – COREMEC s.r.l. Edition SP40/r4/ita/2019

*Made in Italy*

**COREMEC s.r.l**

Sede Legale ed Amministrativa  
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. 011.35.89.481  
Fax 011.35.89.483  
[www.coremec.it](http://www.coremec.it)

e-mail [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**COREMEC s.r.l.**  
Export Department

e-mail: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)