


2

Set Oral Care monouso



Higi-C

HYGI-G

DEA s.r.l. - www.dea
C.so Vittime del Lavoro
Nichelino

limonene - C.I. 42090
sodium benzoate - sodium citrate
sodium lauryl sulfate - sodium saccharin
sodium stearate - sodium stearoyl sulfonate
sodium xanthate - sodium xanthate
sodium xanthate - sodium xanthate

ORAL CARE SET

La tua igiene orale su misura



Completamente personalizzabile!

Oltre ai nostri tamponi in confezione singola, offriamo un blister ampiamente personalizzabile che può contenere i nostri prodotti per l'igiene orale in diverse combinazioni.

Anche per piccoli ordini puoi scegliere fino a tre tamponi per blister, ai quali puoi aggiungere uno dei nostri collutori, scegliendo tra due varianti (clorexidina digluconato e cetilpiridinio cloruro), e un tubetto monouso di gel emolliente.



La parte inferiore dei blister può essere utilizzata come contenitore dove versare il collutorio e potervi immergere i tamponi. Ciò rende superfluo l'uso di una tazza.



CREA IL TUO SET



A9000



A9100



A9100 BIC



A9000P



C9010



C9110



C9110 BIC



D9011



D9111



HYGI-COL C



HYGI-COL
GAMMA



HYGI-GEL



Set giornalieri

Non ci fermiamo qui: le nostre opzioni personalizzabili includono anche linee per trattamenti full day.

Scegliendo un set giornaliero hai a tua disposizione, nello stesso luogo, organizzato e suddiviso, tutto il materiale necessario per le procedure. I blister arrivano attaccati tra loro nella sequenza richiesta; ciò consente al personale di valutare facilmente l'esecuzione della corretta procedura, soprattutto in presenza di turni e cambi di personale.

Q8

Un set Q8 è una combinazione di 3 blister, attaccati tra loro, destinati ad essere utilizzati sullo stesso paziente ogni 8 ore, pari a 3 volte al giorno. Ciascun Q8 copre la necessità di igiene orale di un paziente durante la giornata.

Q4

Se il protocollo di igiene orale richiede procedure più intense, offriamo anche il set Q4. Il Q4 è dedicato ai protocolli che richiedono un trattamento ogni 4 ore; il set è dunque composto da 6 blister.

Essi sono contenuti in un dispenser di carta, oppure in una busta di plastica chiusa con cerniera.

Ogni blister contiene un cartellino che indica il momento della giornata in cui si intende utilizzarlo, il suo contenuto e alcune semplici istruzioni.

