

# Bendaggio clavicolare e supporto per arto superiore universale

## Bendaggio clavicolare

### Impiego & Indicazioni

Pronto Soccorso, Reparti Degenza, Sanitarie e Ortopedie.

Bendaggio clavicolare realizzato per il corretto sostegno ed immobilizzazione delle fratture clavicolari. Realizzato in tessuto traspirante di elevata qualità per un maggiore comfort del paziente e una maggiore durevolezza nel tempo. Lavabile a 40° con acqua e saponi neutri.

BC81	Bendaggio clavicolare con chiusura a Velcro, bambino da 6 mesi a 4 anni	1 pz/box
BC82	Bendaggio clavicolare con chiusura a Velcro, bambino da 4 anni a 10 anni	1 pz/box
BC83	Bendaggio clavicolare con chiusura a Velcro, piccolo	1 pz/box
BC84	Bendaggio clavicolare con chiusura a Velcro, medio	1 pz/box
BC85	Bendaggio clavicolare con chiusura a Velcro, medio-lungo	1 pz/box
BC86	Bendaggio clavicolare con chiusura a Velcro, grande	1 pz/box
BC87	Bendaggio clavicolare con chiusura a Velcro, x-grande	1 pz/box



## Supporto per arto superiore universale

### Impiego & Indicazioni

Pronto Soccorso e Reparti Degenza.

Rotolo in foam di 6 metri disponibile in 3 diverse altezze per la realizzazione di un supporto per arto superiore universale.

Dispositivo realizzato per assicurare comfort al paziente ed un corretto sostegno a mano, polso e braccio.



BMROT05	Bendaggio multiuso in rotolo, H=5 cm	1 pz/box
BMROT06	Bendaggio multiuso in rotolo, H=6 cm	1 pz/box
BMROT07	Bendaggio multiuso in rotolo, H=7,5 cm	1 pz/box

*Made in Italy*

**LATEX FREE**

*Dispositivo Medico in Classe I*

Copyright 2003 – COREMEC s.r.l. Edizione SP37/r2/ita/2006

### COREMEC s.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa  
Via Cacciatori, 74/76 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. 011.35.89.481  
Fax 011.35.89.483  
[www.coremec.it](http://www.coremec.it)

e-mail [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**COREMEC s.r.l.**  
Export Department

e-mail: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)