

## Coprimorsi Tendisutura Suture Booties



Realizzati per rivestire i morsi dei portaghi per prevenire danneggiamenti ai fili di sutura utilizzati.

L'impiego è consigliato in tutte le procedure chirurgiche per prevenire qualsiasi danneggiamento al filo e per favorire una corretta organizzazione durante le operazioni di sutura.

I coprimorsi tendisutura sono particolarmente indicati per la chirurgia vascolare, la cardiocirurgia, la neurochirurgia e la chirurgia d'urgenza.

I coprimorsi tendisutura sono realizzati in polivinilcloruro radiopaco e privi di lattice. Forniscono protezione ai fili per sutura da possibili danni provocati dai morsi dei portaghi e per assicurare un'ottima tenuta evitando scivolamenti del filo.



Il comodo dispenser da 5 paia con base adesiva facilita il preciso e veloce prelievo dei coprimorsi direttamente tramite lo strumento. Al termine dell'impiego i coprimorsi tendisutura possono essere riposti nel dispenser per accelerare le operazioni di



Disponibili in due diverse dimensioni in confezione sterile.

01.1054	Coprimorsi tendisutura gialli dimensione standard	Box da 5 dispenser da 5 paia ciascuno
01.1056	Coprimorsi tendisutura rosa dimensione large	Box da 5 dispenser da 5 paia ciascuno

**LATEX FREE**

Copyright 2004 - Edizione COREMEC S.r.l. SP45\_r1\_2006\_ Riservati tutti i diritti

Pubblicazione tecnico scientifica riservata agli operatori del settore. Non diffusa al pubblico.  
La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

**COREMEC s.r.l.**  
Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale  
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)  
Tel. +39-011-35.89.481 n.a. - Fax +39-011-35.89.483  
[www.coremec.it](http://www.coremec.it) e-mail: [coremec@coremec.it](mailto:coremec@coremec.it)



**COREMEC s.r.l.**  
Export Department  
e-mail: [export@coremec.it](mailto:export@coremec.it)