

SUPPORTI DI POSIZIONAMENTO ARTI SUPERIORI E INFERIORI

Sistemi di posizionamento con struttura in foam a differente densità e portanza per il corretto mantenimento dell'efficacia antidecubito. Pellicolatura impermeabile ad elevata traspirabilità.

Art. 4480 e 4460


Supporti per il contenimento in posizione di riposo dell'arto inferiore, controllo antirotazione con ottimale allineamento piede - gamba. Totale scarico delle pressioni a livello del tallone. Inclinazione media della culla per un corretto ritorno venoso. Lato pianta del piede forabile per inserimento dei cavi di trazione.

Art. 4480

Dimensioni esterne: cm 80 x 23 x 37
Dimensioni appoggio culla interna: cm 65 x 15
Dimensioni area scarico tallone: cm 8 x 15 x 9

Art. 4460

Dimensioni esterne: cm 65 x 23 x 37
Dimensioni appoggio culla interna: cm 50 x 15
Dimensioni area scarico tallone: cm 8 x 15 x 9



Art. 4480

Art. 4460

Art. 4450

Supporto per il contenimento in posizione di riposo dell'arto superiore.

Inclinazione accentuata della culla per un corretto ritorno venoso.


Dimensioni esterne: cm 64 x 20 x 25
Dimensioni appoggio culla interna: cm 56 x 12

Cilindretti per la corretta postura della mano:

cm 6 x 10

cm 7 x 10

cm 8 x 10



Art. 4450

Copyright 2010 - Edizione COREMEC S.r.l. - SP63_/r2/ita/2010 - Riservati tutti i diritti
La Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.
Pubblicazione tecnico scientifica riservata agli operatori del settore. Non diffusa al pubblico.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39-011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it